



SI Analytics[®]
a xylem brand

PROMOZIONE 2023 SI ANALYTICS

BURETTE AUTOMATICHE SERIE TITRONIC[®]

Un sistema Automatico, Rapido e Sicuro per la preparazione dei campioni per analisi

Perché impiegare molto tempo e personale specializzato per un'operazione banale?

Con le Burette Automatiche TITRONIC[®] vi risparmiamo un lavoro lungo e tedioso con il costante rischio di sbagliare i volumi di aggiunte e diluizioni



Punti salienti

- Semplicità d'uso
- Velocità di esecuzione della diluizione/preparazione
- Ripetibilità assicurata tra tutti i campioni
- Nessuna possibilità di contaminazione
- Sicurezza del dosaggio
- Evita l'uso delle burette classiche
- Volume di dosaggio liberamente impostabile (risoluzione 1 μ L)
- Fornite con protocollo di verifica del volume dosato

MODELLI DISPONIBILI

TITRONIC[®] 300 con cilindro di dosaggio da 20 ml o 50 ml – T300/20 M1 – T300/50 M1

TITRONIC[®] 300 con cilindro di dosaggio da 20 ml o 50 ml + agitatore magnetico – T300/20 M2 – T300/50 M2



CODICE	ARTICOLO	PROMOZIONE
285225800	T300/20 M1 Burette Automatica / Titolatore semi-automatico Completo di cilindro di dosaggio da 20ml, set di tubi di dispensazione e punta di buretta, stand di supporto, mouse	1.740,00 €
285225810	T300/50 M1 Burette Automatica / Titolatore semi-automatico Completo di cilindro di dosaggio da 50ml, set di tubi di dispensazione e punta di buretta, stand di supporto, mouse	1.740,00 €
285225820	T300/20 M2 Burette Automatica / Titolatore semi-automatico Completo di cilindro di dosaggio da 20ml, set di tubi di dispensazione e punta di buretta, mouse, stand di supporto, agitatore magnetico TM50 alimentato dall'unità base	1.944,00 €
285225830	T300/50 M2 Burette Automatica / Titolatore semi-automatico Completo di cilindro di dosaggio da 20ml, set di tubi di dispensazione e punta di buretta, mouse, stand di supporto, agitatore magnetico TM50 alimentato dall'unità base	1.944,00 €

NB: Gli strumenti saranno consegnati con i programmi di dispensazione/diluizione richiesti dall'utilizzatore già impostati!

Promo valida per acquisti entro il 30-06-2023

SPECIFICATIONS

Interfacce:	2 × USB (1 USB-A e 1 × USB-B), 2 × RS-232-C
Unità di dosaggio	20 ml; Utilizzabili anche 50 ml
Risoluzione (passaggi):	8000 passi
Precisione di dosaggio:	secondo DIN ISO 8655, parte 3: precisione: < 0,15 % precisione: < 0,05 %
Schermo	Display grafico a colori TFT da 3,5 pollici - 1/4 VGA con 320 x 240 pixel
Materiale dell'alloggiamento	Polipropilene
Dimensioni	135 x 310 x 205 mm (L x A x P), altezza con unità di dosaggio, senza agitatore
Tastiera frontale	Poliestere
Gruppo/valvola di dosaggio materiale	Valvola: PTFE/ETFE; Cilindro: vetro borosilicato 3.3 (DURAN [®]) Tubi: (FEP, blu) Copertura UV: Ultem
Il peso	2 kg
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: + 10 ... + 40 °C per il funzionamento e lo stoccaggio Umidità secondo EN 61 010, parte 1: max. umidità relativa 80 % per temperature fino a 31 °C, diminuzione lineare fino al 50 % umidità relativa a una temperatura di 40 °C
Alimentazione elettrica:	100-240 V; 50/60 Hz, potenza assorbita: 30 VA
Segno CE:	Compatibilità EMC secondo la Direttiva del Consiglio: 2004/108/CE; norme armonizzate applicate: EN 61326-1:2006 Direttiva sulla bassa tensione secondo la Direttiva del Consiglio 2006/95/CE Base di prova EN 61 010, parte 1

Punti salienti



- Semplicità d'uso
- Cambio veloce del diluente/solvente mediante l'utilizzo delle unità intercambiabili
- Velocità di esecuzione della diluizione/preparazione
- Ripetibilità assicurata tra tutti i campioni
- Nessuna possibilità di contaminazione
- Sicurezza del dosaggio
- Evita l'uso delle burette classiche
- Volume di dosaggio liberamente impostabile (risoluzione 1 µL)
- Fornite con protocollo di verifica del volume dosato

MODELLI DISPONIBILI

UNITA' INTERCAMBIABILI

TITRONIC® 500 con stand di supporto e mouse – T500

TITRONIC® 500 con stand di supporto, mouse e agitatore magnetico – T500 M1



WA 10 cilindro dosaggio 10ml

WA 20 cilindro dosaggio 20ml

WA 50 cilindro dosaggio 50ml



CODICE	ARTICOLO	PROMOZIONE
285220200	T500 Buretta automatica per dosaggi, diluizioni, titolazioni semi-manuali Completo di stand di supporto e mouse	2.220,00 €
285220210	T500 - M1 Buretta automatica per dosaggi, diluizioni, titolazioni semi-manuali Completo di stand di supporto, mouse e agitatore magnetico TM235	2.448,00 €

CODICE	ARTICOLO	PROMOZIONE
285220310	Unità intercambiabile WA 10 con cilindro di dosaggio da 10 ml	696,00 €
285220320	Unità intercambiabile WA 20 con cilindro di dosaggio da 20 ml	696,00 €
285220350	Unità intercambiabile WA 50 con cilindro di dosaggio da 50 ml	696,00 €

Le unità intercambiabili sono fornite con set di tubi in ptfe, punta di buretta, bottiglia porta reagente da 1lt in vetro oscurato

I prezzi delle unità intercambiabili sono validi solo se acquistati insieme a T500

NB: Gli strumenti saranno consegnati con i programmi di dispensazione/diluizione richiesti dall'utilizzatore già impostati!

Promo valida per acquisti entro il 30-06-2023

Interfacce:	3 × USB (2 × USB-A e 1 × USB-B), 2 × RS-232-C e 1 × LAN
Burette intercambiabili	Unità burette intercambiabili intelligenti da 5, 10, 20 ml o 50 ml
Risoluzione (passaggi):	20.000 passi
Precisione di dosaggio:	secondo DIN ISO 8655, parte 3: precisione: < 0,15 % precisione: < 0,05 - 0,07 % (a seconda della dimensione della buretta utilizzata)
Schermo	Display grafico a colori TFT da 3,5 pollici - 1/4 VGA con 320 x 240 pixel
Materiale dell'alloggiamento	Polipropilene
Dimensioni	15,3 x 45 x 29,6 cm (L x A x P), altezza con testa intercambiabile
Tastiera frontale	Rivestito in poliesteri
Burette intercambiabili in materiale	Valvola: PTFE/ETFE; Cilindro: tubi flessibili in vetro borosilicato 3.3 (DURAN [®]) (FEP, blu)
Il peso	2,3 kg dispositivo base, 3,5 kg dispositivo completo con testina intercambiabile
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: + 10 ... + 40 °C per il funzionamento e lo stoccaggio Umidità secondo EN 61 010, parte 1: max. umidità relativa 80 % per temperature fino a 31 °C, diminuzione lineare fino al 50 % umidità relativa a una temperatura di 40 °C
Alimentazione elettrica:	100-240 V; 50/60 Hz, potenza assorbita: 30 VA
Segno CE:	Compatibilità EMC secondo la Direttiva del Consiglio: 2004/108/CE; norme armonizzate applicate: EN 61326-1:2006 Direttiva sulla bassa tensione secondo la Direttiva del Consiglio 2006/95/CE Base di prova EN 61 010, Parte 1
Agitatore magnetico	TM 235, con alimentatore TZ 1855, per recipienti fino a 500 ml, velocità agitatore regolabile in continuo da 500 - 2000 giri/min, per collegamento a TitroLine [®] 7XXX e TITRONIC [®] 500